

# SISTEMUL ELECTROFIZIOLOGIC UNIVERSAL MAFG 03.01, PENTRU DIAGNOSTICARE SI TRATAMENT DE TIP BIO-ENERGO-INFORMATIONAL

## A. GENERALITĂȚI

### 1. Obiect și domeniu de aplicare

*Sistemul Electrofiziologic Universal MAFG-03.01, este un aparat medical, brevetat de dr. Emilian Dobra si de ing. Tomescu Ion in Romania si Israel, omologarea si certificarea internationala este facuta de catre BUREAUVERITAS, cu Certificat CE , de clasa IIA( orice persoana majora poate utiliza aparatul, dupa ce a fost instruita de distribuitor), care poate fi folosit pentru detectia micro-organismelor prezente in corpul uman si tratamentul (distrugera) acestora. De asemenea, cu ajutorul acestui aparat, pot fi tratate boli, care au frecvente descoperite de Grigorij grabovoj. Aparatul este inregistrat oficial la Ministerul Sanatatii din Romania si Mexic.*

Este de remarcat ca domeniul de frecvente ales in proiectarea aparatului medical MAFG-03.01 acopera, pentru utilizare micro-organisme cu frecvente ale caror valori pot fi de milioane de Hz , respectiv un procent de peste 87% din agentii patogeni (micoorganismele) cunoscuti in lume.

*In cazul corpului uman, pentru localizarea micro-organismului (obtinerea documentului medical denumit grafic- de prezenta patogen in corpul pacientului diagnosticat) se determina raspunsul la frecventa in circuitele Mina stinga-Mina dreapta, Mina stinga-Piciorul sting, Mina stinga-Piciorul drept, Mina dreapta-Piciorul drept, Mina dreapta-Piciorul sting, Piciorul sting-Piciorul drept, folosind acelasi interval de frecvente, acelasi pas de frecventa, aceeasi amplitudine si acelasi tip de semnal.*

*Conceptul de diagnostic si tratament bio-energo-informational se bazeaza pe detectarea centrilor sau sistemelor patologice cu poli electromagnetici anormali, cu frecvente punctuale descoperite de dr. Hulda Clark, eliminarea acestora, precum si detectarea elementelor apte sa oscileze in armonie cu frecventele electromagnetice normale. Astfel, polii echipamentului bio-informational, fiind in rezonanta cu componentele molecular-atomice si subatomice (protoni, neutron, alte particule) sunt capabili sa transporte si sa transmita informatia necesara restabilirii functiei sanatoase a organismului uman.*

*Medicina bio-informatica, adevarata medicina a viitorului, are ca scop monitorizarea schimburilor de semnale electrice , putand sa determine cauza imbolnavirilor surprinzand boala in stadiul incipient, nemanifestat inca, astfel sa determine o influentare terapeutica decisiva in detrimentul unor masuri paleative bazate pe simptome. Aparatul medical MAFG 03.01 asigura realizarea medicine cauzelor, intocmai cum a fost mentionata.*

*Undele radiante se deplaseaza in spatiu, transportand cantitati mari de energie si informatie. Tot ce exista in univers si pe pamant exista sub forma energo-informationala.*

*Undele energetice de anumita frecventa si amplitudine ale organismelor vii contin informatii referitoare la sursa, adica ele reprezinta totalitatea radiatiilor sistemelor si organelor.*

*Terapia cu aparatul medical MAFG 03.01, impreuna cu elementele conexe, care compun Sistemul Electrofizologic Universal, consta in corectarea functiilor organismului prin neutralizarea functiilor patologice si restabilirea celor fiziologice, modificarile avand loc la nivel de celula.*

*Aceasta metoda permite diagnosticarea si tratarea a foarte multe afectiuni, fara interventia farmaco-terapeutica- medicamentoasa invaziva.*

*Tratamentul prin biofeedback nu foloseste o stimulare electrica, ci preia semnalele produse de organism prelucrandu-le, dupa care prin normalizare sunt returnate organului interesat, producandu-se astfel efectul de normalizare homeostatza.*

*Sistemul Electrofizologic Universal MAFG-03.01 primeste informatia de la pacient, si separa semnalele fiziologice de cele patologice, prelucrand informatia energetica, pe o transpune intr-un graphic care atesta prezenta sau nu a agentului patogen, dupa care o retransmite pacientului, prin terapie, ceea ce conduce la regalrea functiei perturbate.*

*Scopul diagnosticului si al tratamentului prin biofeedback este de a restabili o circulatie optima energo-informationala la nivel de organe si sisteme.*

*Sistemul Electrofizologic Universal MAFG-03.01 este destinat generării unor semnale sinusoidale, rectangulare sau triunghiulare, de amplitudine, frecvență si faza constante sau variabile, care sunt utilizate pentru determinarea raspunsului la frecventa a unui circuit exterior, caruia i se aplica acest semnal. Semnalele rectangulare si triunghiulare sunt destinate terapiilor cu aparatul medical MAFG 03.01, iar cele sinusoidale pentru diagnosticari cu acest aparat.*

*Acelasi dispozitiv medical MAFG-03 este echipat cu circuite specializate care permit citirea valorii eficiente a tensiunii aplicate si curentului generat in circuitul exterior caruia i se aplica acest semnal.*

*Aparatul medical MAFG-03 are doua canale identice si izolate galvanic intre ele, respectiv izolate galvanic fata de sursa de alimentare si fata de cablurile USB ce asigura legaturile cu un LAPTOP exterior.*

*Pentru determinarea raspunsului la frecventa, sub forma unor grafice curent/frecventa sau impedanta/frecventa, sunt proiectate si instalate pachete de programe embeded in microcontroller-ul canalului respectiv si pachete de programe instalate pe LAPTOP care asigura comenzile de sincronizare intre semnalul generat (cu parametrii programati) si valorile de tensiune si curent masurate.*

**Din punct de vedere al functionarii, dispozitivul medical MAFG-03.01 are nevoie pentru functionare de un LAPTOP cu sistemul de operare Windows 10, hardware i7 si minim 2 intrari USB3, pachetul de programe MAFG-03.01 instalate si doua cabluri USB conectate intre LAPTOP si MAFG-03.01**

*In baza celor prezentate mai sus se pot determina graficele de raspuns la frecventa curent/frecventa sau impedanta/frecventa pentru orice circuit exterior cuplat la unul din cele doua canale ale dispozitivului MAFG-03.*

*In cazul folosirii dispozitivului MAFG-03.01 pentru determinarea raspunsului la frecventa a unui circuit al corpului uman, de exemplu circuitul format intre mina stinga si*

*mina dreapta, se poate determina graficul de raspuns curent/frecventa sau impedanta/frecventa pentru un domeniu de frecvente selectat, un anumit tip de semnal (sinusoidal sau dreptunghiular sau triunghiular), un anumit pas de frecventa si o anumita valoare de amplitudine a semnalului.*

*Conform literaturii de specialitate (vezi „The cure of all diseases”, Dr. Hulda Clark) orice micro-organism viu emite pe anumite frecvente dintr-un spectru de frecvente bine delimitat, indiferent ca se gaseste in corpul uman, animal sau intr-un alt mediu care ii permite sa traiasca si sa se dezvolte si respectiv orice micro-organism a carui virsta inaintea sau este mort poate fi localizat printr-un spectru de frecvente mult restrins pina la nivelul unei singure frecvente care se afla in interiorul spectrului de emisie al acelui micro-organism viu.*

*In aceasta situatie, daca unui circuit al corpului uman, format, de exemplu, din mina stinga-mina dreapta, i se aplica un semnal cu tensiune fixa (nestabilizata) si cu frecventa variabila intre doua valori corespunzatoare spectrului de emisie al unui anume micro-organism si se masoara valoarea medie a curentului generat in acest circuit pentru fiecare valoare de frecventa din interiorul spectrului de frecventa cautat, atunci existenta unui micro-organism viu in acest interval de frecvente va conduce la absorbtia de energie la fiecare valoare a frecventei proprii de emisie in interiorul spectrului propriu de emisie si respectiv la cresterea curentului consumat. Un astfel de comportament este echivalent cu existenta, in circuitul corpului uman selectat a unor circuite electrice rezonante serie a caror schema de conectare este specifica acelui micro-organism. Pentru micro-organismele moarte comportamentul este echivalent cu prezenta unui/unor circuit(e) rezonant(e) paralel.*

*In functionare, Sistemul Electrofizologic Universal MAFG-03.01 utilizeaza frecventele unor micro-organism si a spectrului lor de frecvente publicate de Dr. Hulda Clark si de Grigorij Grabovoj, ca urmare a unei experiente de peste 40 ani in acest domeniu. Este de remarcat ca o baza de date extrem de mare si valoroasa cuprinzind frecvente de rezonanta ale micro-organismelor si nu numai, care nu este numai publicata, dar este incorporata in echipamente produse in serie, se regaseste in echipamentele medicale de tip VEGA EXPERT produse de concernul german VEGA.*

*Confirmarea detectiei prin biofeedback si a tratamentului cu Sistemul Electrofizologic Universal MAFG-03.01 s-a facut in laboratoare medicale de specialitate folosind proceduri de testare ale medicinei clasice .*

## **CARE SUNT GRUPELE DE AFECTIUNI PENTRU CARE SE UTILIZEAZA APARATUL SI TIPURILE DE TERAPIE .**

Aparatul MAFG 03.01 se poate utiliza cu maxim de succes pentru detectia si terapia prin electroporosiune a patogenilor de tip virusi, paraziti, bacterii, nanobacterii, ciuperci, dar si in terapia grupele de afectiuni de tipul: Neuroborelioza, Chagas,

Dengue, Malaria, Borelioza( boala Lime), Infectii nosocomiale , Afectiuni stomatologice ( inclusiv Infectii si paradontoze), Schistosomiaze, Leishmanioze (Leishmania Mexicana, Braziliensis, Tropica, Donovanii), Micoplasmose, Nanobacteri, Tetano, Salmonellose, Boli de tipul Rotavirus, Toxoplasmosa, Afectiuni gastrice, dar si pentru alte extrem de grave afectiuni, inclusiv anumite forme de cancer.

## **CUM SE FACE DIAGNOSTICAREA PACIENTULUI**

Diagnosticarea pacientilor pentru terapia cu aparatul poate fi facuta in doua moduri:

- fie se face prin laborator la majoritatea pacientilor, iar cand se prezinta la terapie, poate fi verificat diagnosticul prin realizarea graficului cu aparatul , pe grupul de afectiune indicat de laborator- pentru o certitudine clara a acestuia. Confirmarea diagnosticului prin grafic rezulta din faptul ca imaginea graficului este una neregulata cu striatii de tip varfuri de piramida.
- Fie direct prin grafic, in cazurile cu pacienti, unde afectiunile sunt generate de cauze infective cu microorganisme tip virus, oncovirus sau Cell Wall Deficient (microorganisme fara perete celular) se pot face teste prin grafice aplicand frecventa corespunzatoare din textele de specialitate.

## **CE REZULTATE MAJORE S-AU OBTINUT IN TRATAREA DIFERITELOR AFECTIUNI CU APARATUL**

Sa lucrat si se lucreaza cu aparatul pe intreg spectrul cauzelor si concauzelor la boli cu tendinta degenerativa si s-au obtinut rezultate deosebite in: multiple sclerosis (ms associated retrovirus), encefalomielite mialgica (XMRV - Xenotropic Murine Leukemia Related Virus) , Neuroborelioza, Chagas, Dengue, Malaria, Borelioza( boala Lime), Infectii nosocomiale , Afectiuni stomatologice (inclusiv Infectii si paradontoze), Schistosomiaze, Leishmanioze (Leishmania Mexicana, Braziliensis, Tropica, Donovanii), Micoplasmose, Nanobacteri, Tetano, Salmonellose, Boli de tipul Rotavirus, Toxoplasmosa, Afectiuni gastrice, dar si pentru alte extrem de grave afectiuni, inclusiv unele forme de cancer.

## **COMPARATIE INTRE CE FACE APARATUL MAFG 03.01 SI NU FACE MEDICINA ALOPATA, PANA IN ACEST MOMENT, IN TRATAREA DIFERITELOR AFECTIUNI SI CE-L RECOMANDA PE APARAT**

Aparatul lucreaza in domeniile spectrale de frecventa a ferestrei biologice de existenta a microorganismelor care se pot detecta si cu Real Time PCR (Polymerase Chain Reaction), dar prin structura lor particulara nu pot fi deocamdata distruse prin medicamente fie chimice fie biologice. (Virusurile, micoplasmele, nanobacterile, borellile, ehrlichile, toxoplasmosa, chagas, dengue, infectiile nosocomiale cu patogeni mutanti). In aceste situatii exista posibilitatea unica de a actiona non invaziv pentru a face terapia specifica cu aparatul.

## **DE UNDE SE IAU FRECVENTELE PENTRU TERAPII**

Frecventele se iau din cartile de specialitate ale unor medici celebri in lume , care s-au ocupat si se ocupa si astazi unii dintre ei de acest tip de medicina biofunctionala integrativa. Principalele surse sunt : cartile autoarei americane Dr. Hulda Clark , ale autorului rus dr. Grigorij Grabovoj, precum si din alte surse. **CARTILE DE FRECVENTE SUNT LIVRATE ODATA CU APARATUL MEDICAL CUMPARATORULUI.** Pentru cei care doresc sa verifice veridicitatea valorii frecventelor in cazul afectiunilor diagnosticate se pot confirma prin biofeedback cu softul creat in Germania pe aparatul Vegatest Expert unde sunt localizate organele corpului uman in cod de frecventa. **PROCEDURILE DE LUCRU SUNT AUTOMATE, PREINSTALATE IN APARAT.**

## **CUM SE STABILESTE TIPUL SI TIMPUL PENTRU TERAPIE –**

Tipul si timpul pentru terapie se stabileste automat, in functie de marimea range-ului de pe grafic.

## **CARE SUNT RESTRICTIILE SI PERICOLELE LA CARE SUNT SUPUSI PACIENTII ANTE SI POST TERAPIE**

Restrictiile sunt de tipul ca nu se poate face terapia la persoanelor cu Pace Maker, stanturi, by-pass coronarian, tije metalice in corp, rani deschise, femei gravide si copii pana la 5 ani. La celelalte persoane nu s-au constatat sau observat nici un fel de efecte negative. Nu exista alte pericole pentru pacienti, aparatul asigurand o protectie totala, confirmata prin Rapoartele de incercari intocmite de institutii specializate si recunoscute in domeniu.

## **IN CAZUL APARITIEI UNEI AFECTARI A PACIENTULUI IN TIMPUL TERAPIEI SAU IMEDIAT DUPA , CE TREBUIE FACUT IN CAZUL CAND**

## **TERAPIA ESTE FACUTA DE UN SPECIALIST MEDICAL SAU DE UN NESPECIALIST.**

Daca pacienti din motive necunoscute, au ameteli sau amorteli (fiind electrosensibili) se intrerupe terapia si dupa cateva zile de odihna se repeta terapia. In cazul unei accidentale minime inrosiri ( a unui eritem) al locului de contact dintre electrozi si corp, se aplica la finalul terapiei un masaj usor al zonei cu o crema emolienta de piele.

### **B. DOCUMENTE OFICIALE EMISE DE AUTORITATILE COMPETETNTE PENTRU OMOLOGAREA , AVIZAREA SI PUNEREA PE PIATA A SISTEMUL ELECTROFIZIOLOGIC UNIVERSAL MAFG 03.01 .**

- 1- **ACTUL INTERNATIONAL DE RECUNOASTERE SI OMOLOGARE AL APARATULUI MEDICAL MAFG 03.01, EMIS DE BUREAUVERITAS , ESTE CERTIFICATE CE . APARATUL MEDICAL MAFG 03.01 ESTE DENUMIT IN ACEST CERTIFICAT , CONFORM PROCEDURILOR INTERNATIONALE , “ SISTEM ELECTOFIZIOLOGIC UNIVERSAL MAFG 03.01”.**
- 2- **CERTIFICATUL ISO AL PRODUCATORULUI SC EES SRL PRIN CARE ESTE AUTORIZAT SA PRODUCA APARATUL MAFG 03.01 CONFORM NORMELOR INTERNATIONALE.**
- 3- **AVIZUL DE LA MINISTERUL SANATATII DIN ROMANIA, ACEST AVIZ ESTE DE FUNCTIONARE AL SOCIETATII PROFESSIONAL MEDICAL DEVICES SRL , CARE ARE EXCLUSIVITATE DE VANZARE A TUTUROR APARATELOR SI DISPOZITIVELOR MEDICALE DE ORICE FEL ( INCLUSIV APARATUL MAFG 03.01) PRODUSE DE FIRMA SC ECHIPAMENTE ELECTRONICE EES SRL ( firma care produce si aparatul MAFG 03.01. ) Firma PROFESSIONAL MEDICAL DEVICES SRL este cea care vinde aparatul MAFG 03.01 in lume.**
- 4- **DECLARATIA DE CONFORMITATE SI CERTIFICATUL DE GARANTIE, pe care vanzatorul le emite pentru fiecare aparat.**

**5- MANUALUL DE UTILIZARE** al aparatului MAFG 03.01., emis de producator.

**6- BREVETUL DE INVENTIE AL DR. DOBREA EMILIAN SI ING. TOMESSCU ION EMIS DE OSIM ROMANIA PENTRU APARATUL MAFG 03.01.**

**7- RECUNOASTEREA BREVETULUI DE INVENTIE DE MAI SUS IN ISRAEL**

### **C. INFORMATII DESPRE INSTALAREA SI UTILIZAREA APARATULUI MAFG 03.01.**

Pentru a fi instalat si pus in functiune aparatul MAFG 03-01, va este necesar un laptop, de orice marca- HP, ASSUS, ACER, DELL, cu hardware i7, soft Windows 10 instalat si minim 2 intrari USB3, un cablu electric cu priza multipla si o imprimanta de dimensiuni reduse, de preferat color, pe care se tiparesc graficele investigatiilor si terapiilor. In rest nu va sunt necesare alte accesorii pentru instalarea si folosirea aparatului.

In ceea ce priveste incaperea unde se fac terapiile cu aceste aparate, nu are nicio configuratie arhitecturala expresa pentru a se desfasura o activitate normala. Este necesar loc pentru a fi montat un birou de dimensiuni reduse- pe care se pune aparatul, laptop-ul, si imprimanta, un fotoliu(scaun cu rezimatoare pentru pacient) si un scaun pentru terapeut, Nu se agreeaza ideea existentei in incapere, in imediata apropiere a pacientului, a unor aparate ce nu au legatura cu terapia( televizoare in functiune, telefoane mobile deschise ) care pot crea campuri magnetice sau electrice si pot fi perturbate terapiile.

Se pot instala mai multe aparate intr-o incapere, insa se pune problema unor paravane de separatie intre punctele de lucru, din considerente de protectie a intimitatii pacientului si a confidentialitatii discutiilor dintre acesta si terapeut. O eventuala sala de asteptare, cu receptia pacientilor si un grup sanitar pot deservi intreaga clinica. Nu se cere in mod expres sala de asteptare pentru fiecare cabinet.

Personalul care deservește aparatul, nu necesita sa aiba studii de medicina, insa trebuie sa fie instruit direct si personal, de catre distribuitorul aparatului, care va emite un Atestat de instruire ce-i da dreptul detinatorului sa utilizeze aparatul si in terapii destinate pacientilor.

Utilizarea aparatului a dovedit public ca s-au obtinut rezultate deosebite in tratatrea unor afectiuni generate de agenti patogeni si microorganisme pe care medicina clasica a declarat ca “ nu sunt tratamente pentru acestea”.

Nu sunt alte norme tehnice deosebite, de respectat, in ceea ce priveste locul de amplasare al aparatului.

Interesul dvs pentru achizitionarea unui aparat acum , sau mai multe in viitor, este binevenit si va veti convinge usor de calitatile deosebite ale acestei inventii medicale deosebite.

Aparatul se comercializeaza cu soft automat , unde procedurile sunt preinstalate , se introduce doar frecventa de terapie, restul totul este automat.

#### **D. MODIFICARILE ADUSE APARATULUI CU SOFT CLASIC, PRIN INTRODUCEREA UNUI SOFT NOU, IN MATERIE DE DETECTIE , PROCEDURI SI TERAPII.**

Incepand din anul luna ianuarie, 2019, aparatul lucreaza cu un soft nou , care are procedurile de terapie automate.

**SOFTUL NOU pentru aparat asigura:**

- Program automat de terapie pe frecventele de tip Grabovoj, terapeutul introducand doar frecventa pentru care face terapie, iar restul informatiilor sunt prelucrate automat de aparat, cu ajutorul softului nou.

- Program automat de terapie pe frecventele dr. Hulda Clark, cu preluare a range-ului de lucru, direct din graficul de diagnostic. Programul asigura o reducere a timpului de lucru 6 ori ( de la 5,30 ore pentru o terapie pe un range de 50 khz , la 38 minute!!!!).

Terapeutul, imediat dupa ce a facut graficul(diagnosticul), are posibilitatea de a transfera, automat de pe grafic, informatia privind range-ul de terapie in soft si terapia se va face automat, nefiind necesare niciun altfel de informatii de introdus in program, totul se prelucreaza automat cu ajutorul softului nou.

Se poate face si direct terapie cu frecventele dr.Hulda Clark, se introduce doar frecventa de start si cea de stop, restul este totul automat.

Graficul , in noul soft, se realizeaza foarte usor prin cursor si nu prin succesiune de pasi de modificare a frecventei de stop.

**ODATA CU SOFTUL NOU, AU FOST INTRODUSE ETALOANELE PENTRU METALE GRELE CANCERIGENE(65 buc) si COLORANTII CANCERIGENI ( 7buc). Sunt fundamentale aceste etaloane, pentru terapiile de eliminare a metalelor grele si a colorantilor din organismul uman, ambele categorii fiind generatoare de cancer. Aparatul MAFG 03.01 este unicul care asigura eliminarea acestor elemente extrem de periculoase pentru sanatate. Prin utilizarea etaloanelor, NU MAI AVETI NEVOIE DE APARATUL GERMAN VEGATEST CA SA ELIMINIATI METALELE**



**GRELE SI COLORANTII CANCERIGENI. In softul nou sunt 2 proceduri speciale pentru scoaterea metalelor , timpul pentru eliminarea unui metal greu sau colorant din corpul uman este de 20 minute, maxim. Setul de etaloane este depozitat intr-o mapa speciala din piele, este usor si comod de trasportat si de utilizat.**

**SC PROFESSIONAL MEDICAL DEVICES SRL**

**Bucuresti,  
Martie , 2020**